


Наименование ТСР, характеристики, гарантийный срок	Ед. Измерения	Производитель	Цена Ортос входная
<p>1. Ходунки шагающие Складные алюминиевые опоры-ходунки - регулировка по высоте в диапазоне 76-85 см (рост 160-180см), вес – 2,75кг, максимальная нагрузка – 135 кг, расстояние между поручнями – 46см. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	шт.	Валентайн Интернешнл	2250,00
<p>2. Ходунки на колесах Складные алюминиевые опоры-ходунки - регулировка по высоте в диапазоне 77,5-95 см (рост 160-180см), с шагом 2,5см , вес – 2,7кг, максимальная нагрузка – 100кг, расстояние между поручнями – 43,5 см. Оснащены литыми колесами спереди, диаметр колес 12,7см. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	шт.	Тривес	2420,00
<p>3. Ходунки роллаторы DUO с сиденьем Складные алюминиевые опоры-ходунки с сиденьем из экокожи и опорой под спину. Модель оснащена двумя литыми колесами (12,7см). Высота ручек регулируется в диапазоне 82-92 см, расстояние между ручками – 56см, вес- 4,75, максимальная нагрузка – 100кг. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи Опоры-ходунки рассчитаны на 3 года безотказной службы при условии регулярного технического обслуживания согласно Руководству по эксплуатации, прилагаемому к каждому Изделию</p>	шт.	Валентайн Интернешнл	2900,00
<p>4. Костыли подмышечные с УПС металлические Костыли опорные металлические с устройством против скольжения с мягкими чехлами на подмышечники и ручки. Стойки и ножки костылей изготовлены из стального проката, в качестве защитного покрытия используется порошковое напыление. Резиновый наконечник имеет внутренний диаметр 19 мм, внешний 40 мм. Шаг перестановки ручки-35мм. Шаг перестановки ножки-35мм. Оснащены устройством против скольжения (УПС) - затвор. Штырь диаметром 6мм. в рабочем положении выходит из резинового наконечника на 8-10мм. Вес пары костылей – 2,65 кг. Максимальная нагрузка- 100 кг. Диапазон регулировки высоты костыля: Два размера костылей (высота костыля от пола до подмышечника): MIN 1180, MAX 1425 mm MIN 1070, MAX 1315 mm. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	пара	Аверсус	1000,00



<p>5. Костыли подмышечные с УПС алюминиевые Алюминиевые костыли с регулируемой по высоте, шаг регулировки высоты от пола до рукоятки – 2,5см . Оснащение устройства затвором против скольжения (УПС). Вес пары костылей – 1,8 кг. Максимальная нагрузка- 100 кг. Диапазон регулировки высоты костыля: Три типоразмера (высота от пола по подмышечного валика/ регулировка под рост): - 95-116 см/ 140—150 см - 115—135 см/ 155—180 см - 135—155 см/ 180—200 см Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	пара	Валентайн Интернешнл	1270,00
<p>6.Костыли подлокотные с УПС Костыль алюминиевый с подлокотником и регулируемой ножкой (шаг перестановки -25мм), телескопический с устройством против скольжения (затвор) Вес костыля: 0.54 кг. Выдерживают нагрузку до 100 кг. Диапазон регулировки высоты костыля: Высота костыля от пола до ручки: Мин-750 мм, Макс-975 мм. Размер от ручки до подлокотника: 230 мм. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	шт.	Аверсус	460,00
<p>7.Трость 3 опоры с УПС Трость металлическая регулируемая по высоте (шаг перестановки ножки-25мм), с устройством против скольжения (затвор). Резиновые наконечники имеет внутренний диаметр 19 мм, внешний 40 мм. Штырь диаметром 6мм. в рабочем положении выходит из резинового наконечника на 8-10мм. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Вес трости - 600 гр. Диапазон регулировки высоты трости: Высота: Мин-730 мм. Макс-980 мм. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	шт.	Аверсус	820,00
<p>8.Трость 4 опоры с УПС Трость металлическая регулируемая по высоте (шаг перестановки ножки-25мм), с устройством против скольжения (затвор). Резиновые наконечники имеет внутренний диаметр 19 мм, внешний 40 мм. Штырь диаметром 6мм. в рабочем положении выходит из резинового наконечника на 8-10мм. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Вес трости - 700 гр. Диапазон регулировки высоты трости: Высота: Мин-730 мм. Макс-980 мм. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	шт.	Аверсус	820,00



<p>9.Трость с устройством противоскольжения (УПС) Трость металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте (шаг-2,5см), с устройством против скольжения (затвор).</p> <p>Резиновый наконечник имеет внутренний диаметр 19 мм, внешний 40 мм Выдерживает нагрузку до 100 кг. Вес трости - 400 гр.</p> <p>Диапазон регулировки высоты трости: Высота: Мин-750 мм. Макс-975 мм.</p> <p>Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи</p>	шт.	Аверсус	395,00
<p>10.Коляска базовая комплектация комнатная</p> <p>Основные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - складная рама; - быстросъемные задние литые колеса с кнопочной фиксацией; - стояночный тормоз задних колес; - наличие упоров для сопровождающего лица; - подножки откидные, съемные и регулируемые по длине голени; - опоры для стоп откидные; - наличие удобного кармана на спинке. <p>Вес коляски (варианты исполнения) 16,2-16,4-16,6-16,8-17 кг Ширина сиденья (варианты исполнения) 40,5-43-46-48-50,5 см</p> <p>Общая ширина (варианты исполнения) 58,5-62-64-66-69 см Глубина сиденья 40 см</p> <p>Грузоподъемность 130 кг Угол наклона спинки 90° Высота спинки 39 см Общая высота 92 см</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации: 1 год</p>	шт.	Ортоника	10500,00
			

<p>11.Коляска базовая комплектация прогулочная</p> <p>Основные особенности:</p> <p>Складная рама</p> <p>Быстросъемные задние пневматические колеса с кнопочной фиксацией</p> <p>Стояночный тормоз задних колес</p> <p>Наличие упоров для сопровождающего лица</p> <p>Подножки откидные, съемные и регулируемые по длине голени</p> <p>Опоры для стоп откидные</p> <p>Наличие удобного кармана на спинке</p> <p>Вес коляски (варианты исполнения)</p> <p>16,2-16,4-16,6-16,8-17 кг</p> <p>Ширина сиденья (варианты исполнения)</p> <p>40,5-43-46-48-50,5 см</p> <p>Общая ширина (варианты исполнения)</p> <p>58,5-62-64-66-69 см</p> <p>Глубина сиденья</p> <p>40 см</p> <p>Грузоподъемность</p> <p>130 кг</p> <p>Угол наклона спинки</p> <p>90°</p> <p>Высота спинки</p> <p>39 см</p> <p>Общая высота</p> <p>92 см</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации: 1 год</p>	шт.	Ортоника	10500,00
--	-----	----------	----------

Возможные поломки, которые необходимо учесть:

1. Стирание наконечников у тростей и костылей, ходунков
2. Колеса на креслах-колясках – прокол у прогулочной коляски, срез у комнатной коляски.

г. Бердск, ул. Морская 3
Новосибирская область +7 (383 41) 2-42-13 +7 (383 41) 2-42-15
НОЦ «ОРТОС»

